



WOLTURNUS



Fatbike

HÅNDCYKLING
PÅ EN HELT NY MÅDE

www.wolturnus.dk

Wolturnus Fatbike

Til udendørs sportsoplevelser i alt slags vejr og terræn

Wolturnus Fatbike er en helt ny håndcykel, der giver sports- og udendørsentusiaster mulighed for at udforske håndcykling på en helt ny måde.

Med Fatbike får håndcykelentusiaster helt nye muligheder for udfoldelse på alt slags underlag, og ligegyldig hvad vejrudsigten siger.

Denne håndcykel har ekstra store dæk, som er ideelle til kørsel på ustabil underlag som sne, grus, sand eller i mudder.

Fatbike er altså beregnet til off-road kørsel og har justerbart sæde og ryg. Det gør det let at tilpasse håndcyklen til rytterens individuelle behov. Til at sikre en behagelig og sund siddestilling, er Fatbike endvidere forsynet med Wing Back ILSA, Wolturnus' patenterede rygsystem, der både er multijusterbart, let og giver optimal støtte under kørsel på det ujævne underlag.

Fatbike har både håndpedaler og motor, der gør håndcyklen en el-cykels egenskaber. Fatbike er forsynet med en 250 W motor, der kan køre op til 60 km på én opladning og tilføjer omkring 8 kg til håndcyklens totalvægt.

Fatbike har forhøjet frihøjde på 20 cm samt 26" forhjul og 20" drivhjul. Håndcyklen er produceret i 7020 aluminium, og det gør den både ekstremt solid og let.

Fatbike har kraftfulde skivebremser både for og bag samt et gearsystem med 11 gear. Det gør Fatbike perfekt til udøvere på alle niveauer.

Egenskaber

- › Terrængående håndcykel
- › Store hjul til kørsel på alle slags underlag
- › 20 cm frihøjde
- › 250 W motor, kan køre op til 60 km
- › Shimano XT gear
- › Skivebremser på for- og baghjul
- › Vejer fra ca. 18 kg (uden motor)
- › Maks brugervægt 140 kg
- › Dansk design og produktion



› WING BACK ILSA

The Wing Back ILSA sikrer en stabil og oprejst siddestilling med optimal support af ryggen.



› STORE OFF-ROAD DÆK

Store dæk til ultimative off-road oplevelser på alt slags underlag



› SKIVEBREMSE

Kraftfulde skivebremser på både forhjul og baghjul