



MERLIN

Foldbar kvalitetskørestol
i en klasse for sig



NYHED



Din skræddersyede, foldbare kørestol elegant, kompakt & innovativ

MERLIN



Merlin er et kvalitetsprodukt i særklasse. Denne kørestolsmodel kombinerer stabiliteten og stivheden fra fastrammekørestolen med alle krydsrammekørestolens fordele. Derudover er Merlin udstyret med lækre detaljer og funktionelle løsninger af høj kvalitet.

Merlin er den ideelle kørestol til brugeren, der ønsker den stivhed og stabilitet, som kendetegner Wolturnus' fastrammekørestole, men som ønsker krydsrammekørestolens funktioner i hverdagen.

Med sin fastsvejste bagaksel og stive ryg er Merlin en både stærk og robust kørestol. Samtidig er kørestolen let at folde sammen for transport og opbevaring, da den er udstyret med en aluminium foldemekanisme af høj kvalitet.

Som standard er Merlin udstyret med det patenterede rygsystem Wing Back ILSA, 24" Spinergy LX drivhjul med eksklusive, træbeklædte drivringe, Schwalbe Marathon dæk samt 4" aluminium forhjul, som er monteret på elegante ensidede forgafler.

Merlin har uanede muligheder, når det kommer til at tilpasse kørestolen til individuelle behov og ønsker. Der kan vælges mellem mange forskellige sidestykker, fodstøtter, skubbehåndtag og rygsystemer.

MERLIN - DEN NYE FOLDBARE KØRESTOL

EGENSKABER

- > Skræddersyet
- > Ekstrem kompakt
- > Let at håndtere
- > Maksimal stabilitet
- > Ekstrem stivhed
- > Moderne design
- > Fastsvejst drivhjulspostion
- > Højdejusterbar ryg
- > Maks brugervægt: 120 kg

STANDARD KONFIGURATION

- > Ramme i aluminium 7020
- > Anodiseret ramme
- > Justerbar sæde og rygbetræk
- > Wing Back ILSA
- > 24" Spinergy LX spoke
- > Træbeklædte drivringe "Big dark"
- > 4" aluminium forhjul
- > Elegante, ensidede forgafler

Udviklet
i samarbejde
med KADOMO





WOLTURNUS