

Juletilbud på TGA hjælpemotor*

TGA normalpris kr. 16.000 + moms pr. stk
Ved køb af 5 stk er prisen kr. 12.000+ moms pr. stk



TGA hjælpemotor

Ledsagerbetjent hjælpemotor, der monteres under kørestolen og betjenes med simpel kontrolboks på skubbehåndtaget. TGA aflaster hjælper, når kørestolen er tung at skubbe. Kan monteres på stort set alle kørestole på markedet.

TGA er let at styre og betjene. Der er kun to knapper på kontrolboksen, der styrer hastighed samt frem- og tilbagekørsel. TGA har trinløs justerbar hastighedsregulering, kan køre 7 km/t og op til 16 km på én opladning.

Max brugervægt inkl. kørestol er 115 kg. Fås også i heavy duty-version med max brugervægt på 203 kg inkl. kørestolens vægt.



Den nye Start krydsrammekørestol + TGA hjælpemotor

JULEPAKKEPRIS
KUN kr. 18.995 + moms

Normalpris 23.995 kr. + moms

Kørestolen fås i sædebredderne 40,5, 43,0 og 45,5 cm

Kontakt din lokale Woltornus salgskonsulent for mere information om vores gode juletilbud

* Tilbuddene gælder de viste modeller t.o.m. den 31. januar 2018 eller så længe lager haves. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabattaler.