

# Juletilbud på TGA hjælpemotor\*

TGA normalpris pr stk kr. 16.000 + moms

Ved køb af 5 stk er stk prisen kr. 12.000+ moms



## TGA hjælpemotor

Ledsagerbetjent hjælpemotor, der monteres under kørestolen og betjenes med simpel kontrolboks på skubbehåndtaget. TGA aflaster hjælper, når kørestolen er tung at skubbe. Kan monteres på stort set alle kørestole på markedet.

TGA er let at styre og betjene. Der er kun to knapper på kontrolboksen, der styrer hastighed samt frem- og tilbagekørsel. TGA har trinløs justerbar hastighedsregulering, kan køre 7 km/t og op til 16 km på én opladning.

Max brugervægt inkl. kørestol er 115 kg. Fås også i heavy duty-version med max brugervægt på 203 kg inkl. kørestolens vægt.

Med flere beslag kan samme TGA anvendes på mange kørestole



Passer til næsten alle kørestolsmodeller

Kontakt din lokale Woltornus salgskonsulent for mere information om vores gode juletilbud på seler, puder og hjælpemotorer



WOLTORNUS



**WOLTURNUS**