




WOLTURNUS

E-hockey

Schnell und robust



»» Der Wolturnus E-hockey ist das schnellste Modell, dass ich je probiert habe. Einen maßgefertigten Rollstuhl bekommen zu können ist fantastisch.“

*Simon Damtoft,
dänischer E-Hockey Nationalspieler*

Schneller und robuster Rollstuhl für E-hockey

Der Wolturnus E-hockey ist ein maßgefertigter Elektro-Rollstuhl für den Hockey-Sport. Er ist besonders stabil und bis zu 30 kg leichter als andere Modelle auf dem Markt.

Der E-hockey ist ein äußerst robuster Rollstuhl. Mit seinem soliden Stahlgehäuse und einem Aufsatz aus wärmebehandeltem, leichtem Aluminium 7020, meistert er spielend jegliche Herausforderung auf dem Spielfeld.

Dieser Sportrollstuhl erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 15 km/h.

Die Sitzposition ist entscheidend für eine gute Spielleistung. Der E-hockey verfügt deshalb über einen ergonomischen Sitz und einen niedrigen Schwerpunkt. Dies garantiert sowohl sichere als auch schnelle Aktionen in der Hitze des Gefechts.

Der E-hockey wurde in Dänemark entwickelt und wird auch dort produziert. In vielen europäischen Ländern gilt der Wolturnus E-Hockey als bevorzugtes Sportgerät der Topathleten.

Eigenschaften

- › Kompakter Elektro-Rollstuhl für Hockey
- › Maßanfertigung
- › Ergonomischer Sitz und niedriger Schwerpunkt
- › Leichtes Manövrieren und Beschleunigen
- › Hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- › Aufsatz aus Aluminium 7020
- › Spitzengeschwindigkeit: 15 km/h



› STAHLGEHÄUSE

Das Stahlgehäuse sorgt für sichere Aktionen auf dem Spielfeld.



› ERGONOMISCHER SITZ

Der Ergonomische Sitz sowie der niedrige Schwerpunkt ermöglichen eine gute Sitzposition.



› 3 GRÖSSEN

Der E-hockey ist in 3 Größen erhältlich und wird gemäß Kundenwunsch individuell angepasst.