



WOLTURNUS

Edition **TEAM
TVILLING**

Lauf-Rollstuhl



Foto: Jakob Kjeldsen



Foto: Jakob Kjeldsen



Ziel unseres Team Tivilling-Projekts ist es, Tabus und Berührungsängste mit Behinderungen abzubauen. Wir ermöglichen Begegnungen auf Augenhöhe, wir schaffen Erfolgserlebnisse und wir sehen Möglichkeiten statt Einschränkungen.

Zitat: Steen Mondrup



Gemeinsam Laufen mit einem leichten & robusten Lauf-Rollstuhl

Die Team Tivilling Edition ist ein Lauf-Rollstuhl, der speziell für die Zwillinge Steen und Peder Mondrup entwickelt wurde. Der extrem robuste und leichte Rollstuhl mit Begleiterausrüstung garantiert eine gesunde Sitzposition, sowie hohen Laufkomfort.

Die Team Tivilling Edition ist eine Weiterentwicklung des Wolturnus Amasis Renn-Rollstuhls, der bereits bei den Paralympics im Einsatz war und dort Weltrekorde erzielen konnte. Das Amasis-Modell ist für sein geringes Gewicht, seine unübertroffene Stabilität sowie seinen Leichtlauf bekannt - Eigenschaften, die auf die Team Tivilling Edition übertragen wurden.

Der leichte und robuste Team Tivilling Edition Lauf-Rollstuhl verfügt über eine Begleiterausrüstung und ist in drei Größen, sowie in vielen tollen Farben sowohl für Erwachsene als auch für Kinder erhältlich.

Die Team Tivilling Edition ist unter anderem mit höhenverstellbarem Schiebegriff, winkelverstellbarer Fußplatte, verstellbarer Nackenstütze sowie einem speziellen Team Tivilling Speichenschutz ausgestattet.

Der Lauf-Rollstuhl ist auch als Spezialanfertigung mit geteiltem Rahmen erhältlich. Der Transport kann dadurch enorm erleichtert werden.

- Größe S (Sitzbreite 38 cm)
- Größe M (Sitzbreite 40 cm)
- Größe L (Sitzbreite 42 cm)




Eigenschaften

- › Erhältlich in 3 Größen, für alle Altersklassen
- › Leichtes Hantieren und Steuern, bei minimalem Körpereinsatz der Begleitperson
- › Extrem stabil und leicht
- › Äußerst robust, mit fest verschweißtem Rücken sowie verschweißter Hinterachse
- › Verstellbare Sitztiefe zwischen 33 und 40 cm
- › Verstellbare Sitz- und Rückenbespannung
- › Schiebegriff und Bremse mit Begleiterausrüstung
- › Spezialanfertigung mit geteiltem Rahmen erhältlich; ermöglicht einfachen Transport
- › Maximales Nutzergewicht 120 kg



› SPEICHENSCHUTZ

Team Tivilling Edition Speichenschutz im Carbon-Look



› SCHIEBEGRIFF

Schiebegriff, Bremse mit Begleiterausrüstung sowie verstellbare Nackenstütze



› VERSTELLBARE FUSSPLATTE

Winkelverstellbare Fußplatte ermöglicht die individuelle Anpassung der Fuß- und Beinposition



WOLTURNUS