



WOLTURNUS

Tukan

Starrrahmenrollstuhl mit
offenem Rahmen



»» Dieses minimalistische Modell hat mir schon immer besonders gut gefallen. Wenn man eins wird mit seinem Rollstuhl, sind die Möglichkeiten unendlich.

Birgitte Pedersen, Rollstuhlfahrerin

Elegant und stabil für ein unabhängiges Leben

Der Tukan ist ein stabiler Starrrahmenrollstuhl mit offenem Rahmen. Dieser verleiht dem Tukan-Modell einen besonders eleganten, leichten Look.

Der Tukan ist ein robuster Starrrahmenrollstuhl, der besonders mit seinem eleganten Erscheinungsbild punkten kann. Der Rahmen wird aus Aluminium 7020 hergestellt, der leichtesten und stärksten gerade noch schweißbaren Aluminiumlegierung.

Aufgrund des offenen Rahmens lässt sich der Tukan besonders einfach für den Transport im Auto verstauen. Dies macht dieses Modell zum idealen Rollstuhl für alle Nutzer, die ein besonders aktives, mobiles und unabhängiges Leben führen wollen.

Der Tukan verfügt über einen verschweißten Rücken sowie eine verschweißte Hinterachse und eignet sich deshalb besonders für erfahrene Nutzer, die Ihre Ansprüche bereits genau kennen.

Der Tukan A verfügt über optionale Einstellungsmöglichkeiten. Dies garantiert eine besondere Flexibilität im Hinblick auf die Sitzposition. Neben dem Balancepunkt, lassen sich sowohl die Fußstütze als auch der Faltrücken im Neigungswinkel und der Höhe anpassen.

Eigenschaften

- › Starrrahmenrollstuhl mit offenem Rahmen
- › Mit festem Rücken oder Faltrücken
- › Lässt sich Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen
- › Einfach zu manövrieren
- › Einfach zu transportieren
- › Geringes Gewicht & hohe Stabilität
- › Rahmen aus Aluminium 7020
- › Dänisches Design, dänische Produktion
- › Fahrbereites Gesamtgewicht ab 9 kg
- › Maximales Nutzergewicht: 120 kg



› TUKAN

Maßanfertigung für den erfahrenen Nutzer. Fahrbereites Gesamtgewicht ab 9 kg.



› TUKAN A

Ausführung mit optionalen Einstellungsmöglichkeiten: Balancepunkt, Fußstütze und Rücken lassen sich kontinuierlich anpassen.



› OFFENER RAHMEN

Durch den offenen Rahmen lässt sich der Tukan besonders gut im Auto verstauen.