



WOLTURNUS

# W5 Junior

Maßgefertigter Starrrahmen-  
Rollstuhl für Kinder



# Dynamisch, leicht und stabil

## Ideal für das aktive Kind

Der W5 Junior ist ein maßgefertigter Starrrahmen-Rollstuhl, der entsprechend dem optimalen Zusammenspiel von Festigkeit und Gewicht design wurde.

Der Rücken des W5 Junior ist fest verschweißt und der W5 Junior verfügt über eine einstellbare Hinterachse, die ein kontinuierliches Anpassen des Balancepunktes ermöglicht. Wird die Hinterachse jedoch ebenfalls fest verschweißt, verfügt der W5 Junior über keinerlei beweglichen Bauteile. Dies macht dieses Modell nicht nur besonders leicht, aber auch extrem stabil - die gesamte Energie des Kindes kann somit direkt in den Antrieb fließen.

Der ergonomische Sitz hat eine anpassbare Sitz- und Rückenbeanspruchung. Dies garantiert eine ergonomische, aufgerichtete Sitzposition, optimale Druckentlastung und Bewegungsfreiheit. Die Sitztiefe kann kontinuierlich angepasst werden. Dank eines Erweiterungs-Kits ist es außerdem möglich, die Sitzbreite um bis zu 3 cm zu erweitern.

Die Position der Vorderräder vor der Fußstütze garantiert hohe Stabilität sowie geringen Rollwiderstand.

Für den W5 Junior gibt es viele Zubehör-Optionen. Dieses Rollstuhl-Modell ist in unterschiedlichen Farben erhältlich.

### EIGENSCHAFTEN

- › Maßgefertigter Starrrahmen-Rollstuhl
- › Ideal für das aktive Kind
- › Extrem stabil
- › Voll verschweißte oder einstellbare Modelle
- › Besonders leicht zu manövrieren
- › Mehrfach einstellbare Fußstütze
- › Hohe Stabilität und geringes Gewicht
- › Crash-Test geprüft und für Befestigung im Auto zugelassen
- › Gewicht ab 5 kg
- › Max. Nutzergewicht 70 kg



#### › HINTERACHSE

Es kann zwischen einer fest verschweißten und einer einstellbaren Hinterachse gewählt werden.



#### › ERGONOMISCHER SITZ

Ergonomischer Sitz mit durch Gurte einstellbarer Sitz- und Rückenbeanspruchung.



#### › VORDERRÄDER

Die Position der Vorderräder sorgt für hohe Stabilität und geringen Rollwiderstand.