



WOLTURNUS



# Racebike 2017 EDITION

DAS HANDBIKE  
DER CHAMPIONS

» Ich arbeite sehr gerne mit Wolturnus zusammen. Die Qualität der Räder ist erstklassig und echte Handarbeit.

*Patrick Gabriel,  
Wolturnus Pro Handcycling*

# Besonders steif und leicht, das Handbike für den Spitzensport

Die Wolturnus Racebike 2017 Edition wurde gemeinsam mit dem Wolturnus Pro Handcycling Team entwickelt - ein Handbike für Champions.

Bei der Racebike 2017 Edition handelt es sich um eine brandneue, verbesserte Version des Wolturnus Racebike. Mit einem Startgewicht ab 9 kg (Zeitfahren), bricht das maßgefertigte Handbike alle Rekorde.

Auch dieses Handbike kombiniert geringes Gewicht und hohe Stabilität, mit perfekter Einstellung und aerodynamischem Design. Das Design setzt auf optimale Härte zwischen Tretkurbel und Rücken. Die gesamte Kraft wird somit in Geschwindigkeit übertragen.

Die 2017 Edition des Wolturnus Racebike hat jedoch noch mehr zu bieten: sie ist 400g leichter als das bisherige Modell, der Rahmen ist generell 10% steifer und die Rahmenrohre sind schlanker. Das Rahmendesign wurde leicht verändert, um die Aerodynamik des Handbikes zusätzlich zu verbessern.

Da jedes Racebike individuell an seinen Nutzer/seine Nutzerin angepasst wird, können Schaltung und Bremsen Ihren Wünschen entsprechend positioniert werden.

Wolturnus bietet zudem folgende Upgrade-Optionen: Di2 Elektronikschaltung, Keramik-Kugellager, SRM Powermeter & Corima-Räder.

## Eigenschaften

- › Maßanfertigung
- › Liegende Position
- › Rahmen aus Aluminium 7020
- › Aerodynamisches Design mit tiefliegendem Schwerpunkt
- › Fest verschweißter, eloxierter Rahmen - korrosionsbeständig und schlagfest
- › Fantastische Bodenhaftung und Handhabung
- › Nach UCI-Richtlinien designt
- › Gewicht ab 9 kg



### › CARBON-RÜCKEN & -SITZ

Die Racebike 2017 Edition ist mit einem maßgefertigten Carbon-Rücken und -Sitz erhältlich.



### › STEIFERER LENKKOPF

Dieses Modell verfügt über einen besonders steifen Vorderrahmen sowie eine steifere Lenkkopf-Konstruktion.



### › CORIMA-RÄDER

Wählen Sie Corima® Carbon-Räder für den Wettkampfeinsatz.