



WOLTURNUS

Rex 350

Elkørestol



Stabil og driftsikker elkørestol

Rex 350 er en stabil og meget smal elkørestol. Den har en tophastighed på 14 km/t og kan køre 45 km på en opladning.

Rex 350 er en kompakt elkørestol til både børn og voksne. Kørestolen har en lille venderadius, der gør den nem at manøvrere indendørs såvel som udendørs. Rex 350 er støjsvag og har en meget lav sædehøjde, hvilket gør den nem at få ind under borde.

Rex 350 tilbyder mange forskellige siddepositioner. Der er mulighed for at få op til fem elektriske sædeindstillinger med fx eleverbar benstøtte, justerbar rygvinkel, sædelift og sædetilt.

Sæde- og rygmodulet kan endvidere specialtilpasset til brugerens mål og behov. Rex 350 fås fx med stropsæde, stropryg og den multijusterbare rygsystem Wing Back ILSA for optimal støtte og løbende justering af siddestillingen.

Rex 350 fås også med ledsagerbetjening, hvis brugeren ikke er i stand til at håndtere joysticket på egen hånd.

Rex 350 er crashtested og godkendt til anvendelse som bilsæde.

Egenskaber

- › Kompakt, stabil og driftsikker
- › Støjsvag og let at manøvrere
- › Anodiseret topramme, slag- og ridsefast
- › Totalbredde kun 58 cm
- › Tophastighed max. 14 km/t
- › Individuelt tilpasset sæde
- › Mulighed for stropsæde og stropryg
- › Mulighed for fem elektroniske sædeindstillinger
- › Crashtested
- › Kan anvendes som bilsæde
- › Vejer fra 84 kg
- › Max brugervægt 140 kg



› LIFT & TILT

Mulighed for elektrisk sædelift og sædetilt



› PUNKTERFRIE DÆK

Rex 350 har 12,5" punkterfrie drivhjul og 7" punkterfrie forhjul



› EKSTRAUDSTYR

Fås med meget ekstraudstyr. Fx hovedstøtte, armlæn, rygsystemer og sidepuder