



WOLTURNUS

# W5 Junior

Skræddersyet  
fastrammekørestol til børn



# Dynamisk, stabil og let

## Ideel til det aktive barn

W5 Junior er en aktiv og let fastrammekørestol, der altid tilpasset barnets behov

W5 Junior er en fuldsvejst kørestol med justerbar bagaksel, der giver mulighed for løbende tilpasning af balancepunktet. W5 Junior fås dog også med fast bagaksel, hvilket betyder, at kørestolen så ingen bevægelige dele har. Det gør den meget robust og stiv og holder samtidig vægten nede.

W5 Junior har ergosæde samt justerbar stropsæde og stropryg. Det sikrer en oprejst og sund siddestilling, der både giver trykaflastning og mere bevægelsesfrihed.

W5 Juniors sæde kan løbende justeres i dybden, og med et udvidelseskit er det muligt at udvide sædebredden med op til 3 cm, når barnet vokser.

Kørestolens forhjul er placeret foran fodstøtten for at give større stabilitet og lav rullemodstand.

W5 Junior fås med meget forskellige tilbehør, fx skubbehåndtag eller egerbeskyttere med mange forskellige motiver.

W5 Junior fås i mange forskellige farver.

### Egenskaber

- › Skræddersyet fastrammekørestol
- › Ideel til det aktive barn
- › Ekstrem robust
- › Fuldsvejst eller justerbar
- › Meget let at køre
- › Multijusterbar fodstøtte
- › Høj stabilitet og lav vægt
- › Crashtestet og tilladt til fastspænding i bil
- › Køreklar vægt fra 5 kg
- › Max brugervægt fra 70 kg



#### › BAGAKSEL

Vælg mellem fast eller justerbar bagaksel



#### › ERGONOMISK SÆDE

Ergosæde med justerbar stropryg og stropsæde for en fuldstændig tilpasning af siddestillingen



#### › FORHJUL

Forhjulenes placering sikrer ekstra stabilitet og lav rullemodstand