




WOLTURNUS



NEW
VELOCE

VELOCE

Einer der leichtesten Faltrollstühle der Welt.

Der Veloce ist der technologisch fortschrittlichste Rollstuhl für aktive Rollstuhlfahrer. Er definiert wieder, was ein Rollstuhl haben muss: konkurrenzlose Leichtigkeit, Stabilität und Effizienz bei gleichzeitigem Beibehalten aller essentiellen Vorteile eines Faltsystems. Mit einem Transportgewicht von nur 5,43 kg fühlt er sich wie ein F1 Wagen an, der trotzdem in den Kofferraum eines Mini passt.

DER EINZIGARTIGE MANTIS RAHMEN

Unsere Ingenieure haben einen gänzlich neuen Rollstuhltypus entwickelt, der die Stabilität eines geschlossenen Boxrahmens aufweist. Der offene Carbon-Vorderrahmen wirkt gleichzeitig spürbar vibrationsdämpfend. Sie erhalten ein breites Spektrum an Konfigurationsmöglichkeiten zusammen mit einem herausragenden Design.

EINSTELLBARKEIT OHNE GEWICHT

Der Veloce ist für eine perfekte Anpassung komplett einstellbar. Vordere und hintere Sitzhöhe lassen sich einfach anpassen, genauso wie Sitzgefälle und Kippunkt. Diverse Leichtgewichtsoptionen sind über alle Modelle kompatibel und bieten viele Möglichkeiten zur Individualisierung.

GRÖßERE EFFIZIENZ

Unsere Ingenieure haben jedes Detail am neuen Veloce optimiert, um effizienter vorwärts zu kommen. Die symmetrische Carbonkreuzstrebe ergibt zusammen mit den „Oversized“-Achsen ein ultrastabiles Faltsystem, das wiederum die Rahmensteifigkeit maximiert.

FANTASTISCHES DESIGN

Mit seinem lebendigen Mantis-Rahmen, auffälligen dreikantigen Rohren und dem Carbon-Finish zusammen mit den farbigen Akzenten ist der Veloce ein Fest für die Augen.



EIGENSCHAFTEN



Starrer Rahmen, aus einem Stück, reduziert Instabilität und maximiert die Leistungsfähigkeit.

RUTSCHFESTER RAHMENSCHUTZ

Um Transfers zu erleichtern.

ULTRASTABILES FALTSYSTEM

Bietet in seiner Klasse die größte Effizienz beim Greifreifenantrieb.

INTEGRIERTE POLSTER

Bieten mehr Komfort und vermeiden Druckstellen am Unterschenkel.

MITFALTENDES FUSSBRETT

Das innovative Design ermöglicht einen einfachen Faltvorgang.

INNOVATIVE HINTERE ACHSADAPTER-PLATTE

bietet feinste Einstellmöglichkeiten bei gleichzeitig maximaler Stabilität und Reaktions-schnelligkeit.

INTEGRIERTE RAHMEN-PROTEKTOREN


Schützen den Vorderrahmen vor Schäden und Abnutzung.

EINGEBAUTE WASSERWAAGE

Exaktes und kalibriertes System zur schnellen und perfekten Steuerkopfeinstellung.

INTEGRIERTE SCHUTZLEISTE

Design trifft Funktion.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	35.6 bis 50.8 cm
Sitztiefe	35.6 bis 50.8 cm
Rückenhöhe	22.9 bis 53.3 cm
Sitzhöhe, vorne	35.6 bis 53.3 cm
Sitzhöhe, hinten	34.3 bis 51.4 cm
Rückenwinkel	85° bis 110°
Radsturz	0°, 3°, 6°
Gesamtbreite	ab +19.1 cm
Schwerpunkt	einstellbar um 7.7 cm
Vorderrahmenwinkel	70°, 75°, 80°, 85°, 90°
Armlehnenhöhe	20.3 bis 35.6 cm

AUFBAU

Rahmen	Faltbarer Mantis Rahmen
Material	Carbon T700 High-Modul
Transportgewicht*	5.43 kg
Max. Nutzergewicht	120 kg

* ohne Antriebsräder, Seitenteile, Fußstütze, Bremsen und Kippschutz

FARBEN - Farbiger Rahmenschutz als Highlights für den schwarzen Rahmen



Ferrari
Rot

Orange

Himmelblau

Wolturnus
Grün

Fuchsia



Schwarz

Weiß

GO BEYOND!

Warum für Funktion und Style Kompromisse bei Gewicht und Effizienz eingehen? Mit dem Veloce high-performance Faltrollstuhl muss man das nicht tun!

Der innovative Rollstuhl Veloce verwendet die weltweit fortschrittlichsten Technologien, um die Mobilität und den Lifestyle der Menschen zu verbessern.

Der Veloce bietet konkurrenzlose Festigkeit und Belastbarkeit durch die Verwendung von Spitzen-carbontechnologie. Mit seiner außergewöhnlichen Lebensdauer, extrem hoher Temperaturtoleranz und Vibrationsdämpfung ist Carbon eines der derzeit leichtesten und stärksten Materialien für den Rollstuhlbau der Welt.

Der Veloce hat den Blick der Menschen, wie sie den Faltrollstuhl sehen, revolutioniert. Nicht länger muss man die Einfachheit und Bequemlichkeit, die ein Faltrollstuhl bietet, der Performance eines Starrrahmens opfern. Transfers und Transport sind einfach und die Effizienz ist unübertroffen. Mit einem Transportgewicht* von nur 5,43 kg ist er einer der leichtesten Faltrollstühle der Welt. Wer wusste, dass Falter so cool sein können!



WOLTURNUS