



WOLTURNUS



MERLIN

Der starre Falttrollstuhl
der Extraklasse



NEU



Dein maßgefertigter Faltrollstuhl elegant, kompakt & innovativ

MERLIN



Der Merlin ist ein echtes Premium-Produkt. Bei diesem Modell werden die Stabilität und Steifigkeit eines Starrrahmenrollstuhls mit allen Vorteilen eines faltbaren Rollstuhls kombiniert.

Du willst den Fahrkomfort eines Wolturnus Starrrahmenrollstuhls haben, benötigst aber einen Faltrollstuhl? Perfekt - hier ist der Merlin, der ideale Gefährte für Dich! Die festverschweißte Achsposition sowie der starre Rücken verleihen dem Merlin maximale Stabilität.

Der Aluminium-Faltmechanismus ermöglicht ein einfaches Zusammenklappen und Verladen des Rollstuhls.

Der Merlin lässt sich mit dem patentierten Wing Back ILSA ausstatten. Der Wing Back ILSA ermöglicht die stufenlose Anpassung der Rückenunterstützung. Neben dem Erzielen einer symmetrischen und stabilen Sitzposition erfährst du somit eine Entlastung, eine Verbesserung des Gleichgewichts sowie des Handlings des Rollstuhls.

Um den Merlin Deinen persönlichen Anforderungen anzupassen, gibt es eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Material und die Anbringung der Seitenteile, unterschiedliche Fußstützen-Lösungen, einen ergonomischen Rücken oder verschiedene Schiebegriff-Varianten!

MERLIN - DER NEUE FALTROLLSTUHL VON WOLTURNUS

EIGENSCHAFTEN

- > Maßanfertigung
- > Rahmen aus Aluminium 7020
- > Schlagfest eloxiert
- > Anpassbare Sitz- und Rückenbespannung
- > Besonders kompakt
- > Einfache Handhabung
- > Maximale Stabilität
- > Extrem steif
- > Modernes Design
- > Verschweißte Achsposition
- > Höhenverstellbarer Rücken
- > Lenkrad-Monogabeln
- > Max. Nutzergewicht: 120 kg



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2019**

Entwickelt in
Kooperation mit der
Mobilitätsmanufaktur KADOMO -
Deinem Fahrzeugumrüster.





WOLTURNUS