

Amasis

SPORT

- ✓ Tykkere rammerør for en stivere ramme og højere fart
- ✓ Udviklet i samarbejde med atleter i verdensklasse
- ✓ Stiv og robust ramme i letvægtsaluminium 7020
- ✓ Skræddersys efter brugerens behov og ønsker
- ✓ Ekstrem let at manøvrere og få op i fart
- ✓ Anodiseret eller pulverlakeret



1 SÆDE

Det skræddersyede sæde sikrer en god siddestilling.

2 KØRESTILLING

Vælg imellem en siddende og knælende kørestilling.

3 SPECIALISERET TIL TRIATLON

Design tilpasses hver enkel for at gøre skift fra håndcykel til racerkørestol så hurtig og let som muligt.



Foto: Christie Brouwer

Racerkørestol i verdensklasse

Amasis er det ultimative bud på maksimal overførsel af atletens kræfter. I atletik såvel som i langdistanceløb har racerkørestolen Amasis siden 2004 vundet mange sejre til De Paralympiske Lege og slået verdensrekorder.

Amasis har en ramme i hærdet 7020 letvægtsaluminium. Med sine ekstra tykke rammerør bliver racerkørestolen stiv og robust, og derved overføres alle atletens kræfter til energi og fremdrift.

Amasis er designet og produceret i Danmark og skræddersys til den enkelte brugers behov og ønsker.



SPORT



Den hollandske paratriatlet, Jetze Plat, kom først over målstregen i sin Amasis, da han vandt guld ved De Paralympiske Lege i Rio i 2016. Foto: Bert Willems.