
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 07.06.2021 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.05.1010

Bezeichnung: Vicair 4; Art.-Nrn.: FOR/CC/4040, -/4343, -/4545, -/4848, -/5050,
FCV/CI/4040, -/4343, -/4545, -/4848, -/5050

Art.-Nr.: -

Hersteller: VICAIR B.V.

Produktmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip: Die Vicair 4 Sitzkissen bestehen aus vier Kammern, die mit Luft gefüllten tetraederförmige "SmartCells" gefüllt sind. Diese Zellen mit einer reibungsarmen Beschichtung sind einfach zu verschieben und passen sich der Körperform des Patienten anpassen an. Jede einzelne Zelle besteht aus einer sehr dichten und sehr fest verklebten Folie. Das komplette Kissen ist von einem Bezug umhüllt. Das gesamte Kissen ist von einem atmungsaktiven Bezug umgeben, der passiv das Mikroklima reguliert. Der Bezug verfügt auf der Unterseite über ein Klettband, so dass ein Verrutschen auf der Sitzfläche verhindert wird. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Laut Herstellerangaben ist das Kissen geeignet bei
öbilitätseinschränkungen bzw. Einschränkung der Körperwahrnehmung in Verbindung mit
Druckgeschwüren oder erhebliche Druckexposition mit drohendem Druckgeschwür am Gesäß.
Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Laut Herstellerangaben sind bei bestimmungsmäßigem Gebrauch keine Kontraindikationen bekannt. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer: FOR/CC/4040, -/4343, -/4545, -/4848, -/5050,
FCV/CI/4040, -/4343, -/4545, -/4848, -/5050

Höhe 6 cm Breite / Länge in allen Kombinationen Höhe:
8 cm Breite: 40 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 8 cm Breite: 43
Größe Kissen: cm Tiefe: 43 cm Höhe: 8 cm Breite: 45 cm Tiefe: 45 cm
Höhe: 8 cm Breite: 48 cm Tiefe: 48 cm Höhe: 8 cm
Breite: 50 cm Tiefe: 50 cm

Gewicht Kissen: ca. 700 g – 975 g (je nach Größe)

Produktmerkmale

Material Kissen:	Polyestergewebe mit PU-Beschichtung
Bezeichnung Bezug:	V4 Comfair Cover
Material Bezug:	Oberseite: Polyesterstrickgewebe. Untere Polyestergewebe mit rutschhemmender PUBeschichtung.
Einfassung:	
Min. Patientengewicht:	15 kg
max. Patientengewicht:	250 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifika- tion 2. Bezug
Wiedereseinsatz:	möglich nach Desinfektion
Wartungen:	laut Herstellerangaben alle 3 Monate auf Verschleiß prüfen
Besonderheiten:	entfällt