

WING BACK ILSA[®]

RÜCKENSYSTEM




WOLTURNUS

Wing Back ILSA®

- ✔ Einfaches Einstellen von Höhe, Weite und Tiefe
- ✔ Verbessert Gleichgewicht und Handling
- ✔ Optimierte Rumpfunterstützung
- ✔ Unterschiedliche Versatzmaße erhältlich
- ✔ Auch asymmetrisch einstellbar
- ✔ Als integrierte oder Retrofit-Variante verfügbar
- ✔ Geringes Gewicht
- ✔ Keine Beeinträchtigung wichtiger Funktionen des Rollstuhls (zum Beispiel: Faltrücken)



Integrierte Version des Wing Back ILSA

(Standard- Versatztiefen: 3 cm, 5 cm, 7 cm)

STUFENLOSES EINSTELLEN

Durch das Lösen einer Schraube mit einem Inbusschlüssel, lässt sich der Wing Back ILSA problemlos in der Höhe und Weite einstellen.

Zudem ist eine stufenlose, asymmetrische Einstellung zur individuellen Anpassung und Unterstützung möglich.

KLETTGURTE

Die Tiefe des Rückens lässt sich durch mehrere kräftige Klettgurte individuell auf den Nutzer anpassen.

Ohne und mit Unterstützung des Wing Back ILSA Rückensystems



Einzigartiges, mehrfach einstellbares Rückensystem

Wing Back ILSA® (Integrated Lateral Support Adjustable) ist ein patentiertes Rückensystem, das Sie ganz nach Ihren momentanen Bedürfnissen stufenlos einstellen können.

Wing Back ILSA® ist eine echte Hilfe für Menschen, die unter Wirbelverkrümmungen oder skoliose- bzw. kyphosebedingten Gleichgewichts- oder Rückenproblemen leiden.

Das Rückensystem richtet den Benutzer in seinem Rollstuhl auf und hält ihn in dieser günstigen Sitzposition.

Dies erlaubt es dem Rollstuhlnutzer, seine täglichen Abläufe und Aufgaben aktiv und unabhängig zu erledigen.

Unser Rückensystem Wing Back hat auch einen positiven Vorsorgeeffekt. Die größte Wirkung erzielt man, indem man den Wing Back einsetzt, bevor der Rollstuhlnutzer von Rückenschmerzen oder Ermüdung betroffen ist.


Kein anderes Rückensystem ermöglicht eine so große Flexibilität bei den Sitzpositionen. Es kann ganz schnell an die Anatomie des Nutzers oder an veränderte Sitzpositionen angepasst werden.

Mit der Wing Back ILSA Retrofit-Variante mit Kugelklemmen können Sie auch Rollstühle anderer Hersteller problemlos umrüsten!



Retrofit-Version des Wing Back ILSA

(Standard-Versatztiefen: 3, 5 & 7 cm.
Zusätzliche Versatztiefe für Ø25 Kugelklemmen: 10 cm.)



Bestandteile Retrofit-Variante: 2 ILSA Röhre mit Kugelklemmen & 1 Rückenoberteil, bestehend aus 2 Seitenpolstern und 2 Gurten (exkl. Rückenüberwurf).



Standardmäßig erhalten Sie die Kugelklemmen für Rückenrohre in den Durchmessern Ø19, Ø22 und Ø25.



WOLTURNUS GMBH

Tel. +49 (0) 32221/ 85313-5
info@wolturnus.de
www.wolturnus.de

**Finden Sie Ihren Wolturnus
Fachberater in Ihrer Nähe.
Scannen Sie den QR-Code.**



PARTNER FÜR:

