

LISA

Enkel hopfällbar sittvagn, max brukarvikt 60 kg



Grundkonfiguration

- Lutbart ryggstöd 30 grader
- Justerbart sittdjup – 5 cm verktygslöst
- Justerbar sittbredd – 5 cm
- Maxvikt 50/60 kg (strl 1/2)
- Integrerade transportbeslag, ISO 7176-19

Tillbehör, bla. a.

- Stor sufflett med regnskydd
- Armstöd eller handbåge
- Förvaringskorg under sits
- Åkpåse för vinter
- Abduktionskil
- Huvudstöd
- Bälten och selar
- Hjulskidor







Denna enkla sittvagn är lämplig för barn som kan sitta själva men som behöver använda en sittvagn då och då för att vila både kropp och knopp. En rejäl sufflett finns som tillbehör och ger barnet ett eget krypin om vila från intryck behövs.

Specifikationer	Storlek 1	Storlek 2
Max. brukarvikt:	50 kg	60 kg
Produktvikt:	Från 13,5 kg	Från 14 kg
Sittbredd (m/u sidokuddar)	32/36 cm	37/41 cm
Sittdjup (justerbart)	30 – 35 cm	35 – 40 cm
Underbensmått	27 – 40 cm	27 – 40 cm
Ryggstödshöjd	65 cm	70 cm
Ryggstödsvinkling	+ 30°	+ 30°
Hopfälld storlek – L x B x H:	103 x 45 x 43 cm	103 x 45 x 43 cm
Barn & unga	3 – 8 år	6 – 16 år
ISO-krocktestad	Ja	Ja



Tillbehör	Storlek 1	Storlek 2
Sufflett med regnskydd	840000010269	840000010269
Åkpåse	840000010522	840000010528
Förvaringskorg	840000010516	840000010520
Armstöd	840000200585	840000200585
Handbåge för barn	840000200595	840000200630
Polstring för handbåge	840000200584	840000200627
Höftbälte	840000010519	840000010521
5-punktssele	840000010518	840000010518
Grensele	840000010504	840000010282
Enkelt inlägg	840000200030	840000200625
Avancerat inlägg	840000200581	840000200624
Abduktionskil	840000200634	840000200635
Huvudstöd polstrat	840000010505	840000010506
Åkbräda för syskon	840000100320	840000100320
Wheelblades XL par	840010000502	840010000502

Reservdelar	Storlek 1	Storlek 2
Enkelt inlägg	840000200030	840000200625
Avancerat inlägg	840000200581	840000200624
Förvaringskorg	840000010516	840000010520
Framhjul /st	840000200162	840000200162
Bakhjul /st	840000200617	840000200617
Armstöd	840000200585	840000200585
Fotplatta komplett m rör	840000200566	840000200610
Fotplatta end. platta	840000200569	840000200569
Regnskydd	840000010507	840000010507
Körhandtag gummi /st	840000200032	840000200032
Vajer för ryggvinkel	840000200563	840000200607
Bromsstag kpl	840000200573	840000200613

Vissa tillbehör och reservdelar har samma storlek oavsett storlek 1 eller 2 på vagnen.

	<p>Polstrat huvudstöd</p>	<p>Storlek 1: 840000010505 Storlek 2: 840000010506</p>
	<p>Huvudstöd halvt polstrat. OBS: För användning med avancerat inlägg.</p>	<p>Storlek 1: 840000200594 Storlek 2: 840000200629</p>
	<p>Armstöd</p>	<p>Storlek 1/2: 840000200585</p>
	<p>Grensele</p>	<p>Storlek 1: 840000010504 Storlek 2: 840000010282</p>
	<p>Åkpåse</p>	<p>Storlek 1: 840000010522 Storlek 2: 840000010528</p>
	<p>Handbåge Polstring till handbåge Nedfällbar abduktionskil</p>	<p>Storlek 1: 840000200595 Storlek 2: 840000200630 Storlek 1: 840000200584 Storlek 2: 840000200627 Storlek 1: 840000200634 Storlek 2: 840000200635</p>

	<p>Sufflett + regnskydd (regnskydd följer alltid med köp av sufflett)</p>	<p>Storlek 1/2: 840000010269</p>
	<p>Endast regnskydd (som reservdel) Fungerar endast med sufflett.</p>	<p>Storlek 1/2: 840000010507</p>
	<p>Höftbälte 5-punktsbälte</p>	<p>Storlek 1: 840000010519 Storlek 2: 840000010521 Storlek 1/2: 840000010518</p>
	<p>Åkbräda för syskon</p>	<p>Storlek 1/2: 840000100320</p>
	<p>Wheelblades XL för framhjul. Hjulskidor för vinterföre.</p>	<p>Storlek 1/2: 840010000502</p>

	Enkelt inlägg	Storlek 1: 840000200030 Storlek 2: 840000200625
	Avancerat inlägg	Storlek 1: 840000200581 Storlek 2: 840000200624

Exempelbilder





Wolturnus AB
Box 8010
163 08 Spånga

info@wolturnus.se
08-121 607 49
Org.nr: 559171-2764